

## Stručný návod na použitie



**1** Odstráňte z kyvety fóliový obal. Hladina pufra musí byť medzi dvoma ryskami vyznačenými na kyvete. Nedotýkajte sa kyvety v jej spodnej časti.



**2** Zostavte kapiláru a odoberte pacientovi vzorku krvi až po bielu záračku (20 µl). Uistite sa, že sa v kapiláre nenachádzajú žiadne vzduchové bubliny. Prebytok vzorky krvi na vonkajšej strane kapiláry starostlivo utrite.



**3** Vložte kapiláru so vzorkou krvi (20 µl) do kyvety s pufrom a vzorku vytlačte piestom. Uistite sa, že je kapilára úplne prázdna.



**4** Kyvetu dôkladne uzatvorte viečkom s čínielom CRP. Netlačte na vnútornú modrú časť viečka. Po zmiešaní vzorky s pufrom bude roztok stabilný po dobu dvoch hodín.



**5** Na displeji prístroja QuikRead go zvolte možnosť "Meranie".



**6** Vložte kyvetu do meracieho otvoru prístroja čiarovým kódom k sebe. Prístroj rozpozná druh vzorky. Na displeji sa zobrazí priebeh merania.



**7** Po skončení merania sa na displeji zobrazia výsledky a kyveta sa automaticky vysunie z meracieho otvoru. Pri teste QuikRead go CRP+Hb sa výsledok Hb zobrazuje pod výsledkom CRP.

*Pred vykonaním testu si prosím prečítajte podrobnejšie informácie v návode na použitie.*

## Skladovanie reagensií



### Neotvorená súprava reagensií

Skladovanie neotvorenej súpravy pri teplote 2–8°C: do dátumu expirácie uvedeného na súprave



### Neotvorené kvety po otvorení vonkajšej ochrannej fólie

Skladovanie pri teplote 2–8°C: 6 mesiacov

Skladovanie pri teplote 18–25°C: 3 mesiace



### Tuba obsahujúca viečka s činidlom

Neotvorená tuba pri teplote 2–8°C: do dátumu expirácie súpravy

Po prvom otvorení pri teplote 18–25°C: 1 mesiac (7,5 hodiny denne – 3 mesiace)



### Otvorená kveta

Pred vykonaním testu nechajte pufer v kvete zahriať na izbovú teplotu. Vzorka v pufri je stabilná po dobu dvoch hodín. Test je nutné vykonať do **dvoch hodín** od otvorenia kvety.



### Kontrolné materiály CRP (viď tabuľka nižšie)

Neotvorená fľaštička pri teplote 2–8°C: do dátumu expirácie

Otvorená fľaštička pri teplote 2–8°C: 2 mesiace



### Kontrolný materiál Hb (viď tabuľka nižšie)

Neotvorená fľaštička pri teplote 2–8°C: do dátumu expirácie

Otvorená fľaštička pri teplote 2–8°C: 1 mesiac



Orion Diagnostica Oy, Fínsko  
Zastúpenie pre ČR, HU, PL, SR, Bělohorská 57, 169 00 Praha 6, Česká republika  
Tel.: +421 944 313 888, Fax: +420 233 350 532  
www.oriondiagnostica.sk, www.quikread.sk

8064-01SK, 04/2016

Produkt	Kat. č.
QuikRead go CRP súprava, 50 testov » s kapilármi a piestikmi	135171
QuikRead go CRP+Hb súprava, 50 testov » s kapilármi a piestikmi	140068
QuikRead CRP Control 1 ml (kontrolný materiál)	68296
QuikRead go CRP Control High 1 ml (kontrolný materiál)	137071
QuikRead go Hb Control 1 ml (kontrolný materiál)	141154
QuikRead go 20 µl Capillaries (kapiláry 20 µl), 50 kusov	67962
QuikRead Plungers (piestiky), 50 kusov	67966
Prístroj QuikRead go	135867

Ďalšie informácie nájdete na adrese: [www.quikread.sk](http://www.quikread.sk)